



SI biomédica 

Catálogo de equipo médico

Hospital e imagenología

www.sibiomedica.com

Soluciones Integrales Biomédicas del
Noroeste S. de R.L de C.V.



Misión

Somos una empresa con un compromiso por la salud, al proveer los mejores equipos, insumos y servicios biomédicos de alta calidad acorde a las necesidades de nuestros clientes con una profunda admiración y respeto al personal de salud. Con el fin de elevar el nivel de competencia y satisfacción del sistema de salud público y privado, para el beneficio de la comunidad.

Visión

Ser la empresa comercializadora líder en el noroeste del país, con un amplio portafolio de productos, servicios y desarrollo de tecnología, brindando la mejor atención integral hacia el sector salud y nuestros clientes, que nos permita obtener el reconocimiento de los mismos como una empresa con valores humanos que busca lo mejor para la comunidad.



Monitor de signos vitales uMEC 10

- PANALLA TFT 10.4"
- ECG
- T1
- T2
- PNI
- SpO2
- RESP



Monitor de signos vitales uMEC 12

- PANALLA TFT 12.1"
- ECG
- T1
- T2
- PNI
- SpO2
- RESP.
- OPCIONALES
- IBP, EtCO2, REGISTRADOR



Ventilador volumétrico SV300

- PANTALLA TFT 12.1"
- TURBINA DE AIRE
- MODO ADULTO
- MODO PEDIATRICO
- VALVULA ESTERILIZABLE



Ventilador volumétrico SV800

- PANTALLA TFT 18.5"
- TURBINA Y MODO NEUMATICO
- MODO ADULTO
- MODO PEDIATRICO
- VALVULA ESTERILIZABLE

Mesa quirúrgica Hybase 3000



- CAP. 185 KG
- BATERIA: 1 SEMANA
- ELECTROHIDRAULICA
- SISTEMA MEC. DE FREANDO
- CONTROL ELECTRONICO



Mesa quirúrgica Hybase 6100

- CAP. 185 KG
- BATERIA: 1 SEMANA
- ELECTROHIDRAULICA
- SISTEMA MEC. DE FREANDO
- BOTON DE REGRESO A CONF. INICIAL
- CONTROL ELECTRONICO
- MATERIAL RADIOLUCIDO

Maquina de anestesia WATO EX-35



- PANTALLA TFT 10,4"
- MODOS: VCV, PCV, PSV, VC, PC.
- BAT. DE RESPALDO
- CAUDALIMETROS ANÁLOGOS
- SIST. DE CALENTAMIENTO DE CIRC. PACIENTE



Maquina de anestesia WATO EX-65

- PANTALLA TFT 15.1"
- MODOS: VCV, PCV, PCV-VG, SIMV-VC, SIMV-PC, SIMV-VG, PSV+ Apnea, CPAP/PS
- MODULO MULTIGAS PnP
- CAMBIO AUTOMATICO DE GASES
- SIST. RESPIRATORIO CALEFACCIONADO INTEGRADO



Lampara QX 760 Hyled

- ILUM. CENTRAL 160K LUX.
- PANEL DE PANTALLA TACTIL
- VIDA UTIL DE 60K HORAS



Lampara QX 860 Hyled

- ILUM. CENTRAL 160K LUX.
- PANEL DE PANTALLA TACTIL
- VIDA UTIL DE 60K HORAS
- TEMP. DE COLOR VARIABLE

Desfibrilador Beneheart D3

- PANTALLA TFT 8.4"
- ECG
- SpO2
- PNI
- T1
- MODO PEDIATRICO
- VALVULA ESTERILIZABLE



Desfibrilador Beneheart D6

- PANTALLA TFT 18.5"
- TURBINA Y MODO NEUMATICO
- MODO ADULTO
- MODO PEDIATRICO
- VALVULA ESTERILIZABLE





Electrocardiógrafo Beneheart R3

- PANTALLA DE TFT 5"
- 3 CANALES
- ALGORITMO DE GLASSGOW
- BATERIA DE 6 HORAS
- IMPRESORA TERMICA 80mm



Electrocardiógrafo Beneheart R12

- PANTALLA DE 8"
- 12 DERIVACIONES
- ALGORITMO DE GLASSGOW
- BATERIA DE 3.5 HORAS
- CARRO DE TRANSPORTE
- IMPRESORA TERMINCA 12mm



Ultrasonido DC-30

- MONITOR LED 17"
- ALTURA AJUSTABLE
- 3 PUERTOS PARA TRANSDUCTOR
- SMART OB
- SMART LIVE
- DOPPLER



Ultrasonido DC-40

- PANTALLA FULL HD 21.5"
- PANTALLA TACTIL 12.1"
- TARJETA GRÁFICA DEDICADA
- 4 PUERTOS PARA TRANSDUCTORES
- SMART FACE
- SMART OB
- SOPPLER



Ultrasonido DC-70

- MONITOR FULL HD 21.5/23.8" CON BRAZO ARTICULADO
- PANTALLA TFT 13.3" CON ÁNGULO AJUSTABLE
- 4 PUERTOS PARA TRANSDUCTORES
- SMART PLANES CNS, SMART FACE, SMART TRACK, iTOUCH, AUTO EF, AUTO IMT
- PLANOS DE EXPLORACION STD Y ANATÓMICAS AVANZADAS



Ultrasonido portátil Z6

- PANTALLA LCD HD 15"
- PANEL RETROILUMINADO
- 2 PUERTOS PARA TRANSDUCTOR
- BATERIA DE 5 HORAS
- DOPPLER Y COLOR DOPPLER



Ultrasonido DP 30 POWER

- MONITOR HD 12.1
- PANEL RETROILUMINADO
- 2 PUERTOS PARA TRANSDUCTOR
- BATERIA DE 5 HORAS
- POWER DOPPLER
- AUTOTRACK



Arco en C Cios Select

- TAMAÑO DE DETECTOR 9"
- SALIDA DE PODER 2.5 KW.
- MOVIMIENTO ORBITAL DE 130°
- 2 MONITORES DE 19"
- CAP. DE ALMACENAMIENTO DE 15,000 IMG.



Arco en C Cios Select con detector plano

- TAMAÑO DE DETECTOR PLANO DE 20x20 cm Ó MAYOR
- SALIDA DE PODER DE 2.3 Kw Ó MAYOR
- MOVIMIENTO ORBITAL DE $\pm 190^\circ$ Ó MAYOR
- 2 MONITORES TFT DE 19"
- CAP. DE ALMACENAMIENTO DE 200,000 IMÁGENES



Tomógrafo Somatom Emotion ECO 16 CT

- CARE DOSE SURE VIEW
- TUBO DURA 422-MB
- EXPLORACIÓN DE HASTA 100 Seg. EN UNA SOLA ESPIRAL
- GENERADOR DE 50 Kw
- SPIRAL CT.



Resonancia Magnetica Magnetom SOLA

- POTENCIA DE 1.5 TESLAS
- TECNOLOGÍA BIOMATRIX
- COILS ADAPTATIVOS PARA EL PACIENTE
- SISTEMAS ECOPOWER PARA EL CONTROL DE ENERGIA
- 5 CANALES
- SENSORES DE RESPIRACIÓN
- SISTEMA MULTICORTE TSE



Sala de Fluoroscopia y Radiología por telemando

- DETECTOR PLANO DE 43x43 cm
- RADIOLOGIA Y FLUOROSCOPIA HD
TOTALEMENTE DIGITAL
- SAMRT TOUCH
- SISTEMA REDUCTOR DE EXPOSICIÓN
- SISTEMA DE CARE DOSE



Impresora de película radiográfica en seco Fuji Drypix Smart

- 2 BANDEJAS
- HASTA 80 HOJAS/HORA
- COMPATIBLE CON MASTOGRAFIA (508 DPI)
- COMPATIBILIDAD DICOM



Sistema digitalizador FCR capsula

- LECTURA DE HASTA 92 IMÁGENES/HORA
- COMPATIBILIDAD CON MASTOGRAFIA
- TABAJA A 12 BITS
- HASTA 50 μ



Impresora de película radiográfica en seco Fuji Drypix Lite

- CONF. 1 O 2 BANDEJAS
- RESOLUCIÓN 100/50
- 50 HOJAS/HORA
- TIPOS SOBRE MESA



Sistema digitalizador Prima T2

- DISEÑO COMPACTO
- HASTA 73 IMÁGENES/HORA
- SISTEMA IMAGE INTELLIGENCE
- TIEMPO DE VISUALIZACIÓN DE 32 Seg.



Sistema digitalizador Prima TM

- PROCESAMIENTO DE ALTA VELOCIDAD
- HASTA 73 IMÁGENES/HORA
- MECANISMO A PRUEBA DE POLVO
- SISTEMA IMAGE INTELLIGENCE



Fuji FDR Smart X

- COMPATIBILIDAD CON DR Y CR
- CONSOLA TOUCH SCREEN
- OPCION DE TUBO MONTADO EN TECHO O EN TORRE
- BUQUI DE PARED INCLINABLE AUTOMATICO
- POTENCIA DE 32 – 82 Kw
- DE 10 A 1,000 mA



Sala de Rayos X Serie GXR

- POTENCIA DE 32 A 68 kW
- CORRIENTE Y VOLTAJE DE 400 mA – 125 kV
HASTA 800 mA – 150 kV
- GENERADOR DE ALTA FRECUENCIA
- BUQUI DE PARED
- MESA FLOTANTE DE 4 VIAS
- CALIBRACIÓN DE mA Y kV AUTOMÁTICA
- CONSOLA CON PANTALLA