

## DP-10

Sistema de diagnóstico por imágenes ultrasónico digital



## Potente sistema B / N con pantalla completa

Con la mejor combinación de rendimiento y diseño ergonómico, DP-10 <sup>Energía</sup> la edición es una opción ideal para el sistema B / N. La excelente calidad de imagen y las imágenes Doppler PW con medición automática cumplen los requisitos de diferentes aplicaciones, lo que le ayuda a mejorar su confianza en el diagnóstico. El LED de alta definición con diseño de pantalla completa de la edición DP-10 <sup>Energía</sup> le brinda una nueva experiencia de operación.

### Diseño ergonómico excepcional

- Diseño de pantalla completa LED de alta definición de 12,1
- pulgadas para una fácil limpieza Monitor ajustable con
- ángulo de inclinación de 30 grados Máximo 2 conectores de
- transductor universal Panel de control fácil de usar con
- retroiluminación
- Diseño ligero y compacto para una portabilidad extrema

### Flujo de trabajo optimizado


- iScanHelper ofrece un tutorial de ultrasonido para su práctica iStorage para
- transferir instantáneamente imágenes e informes a la computadora iTouch para
- una rápida optimización de la imagen
- iZoom para zoom de imagen instantáneo en pantalla completa
- 1,5 horas de escaneo ininterrumpido con batería recargable Disco duro de
- 500 GB para un gran almacenamiento de datos del paciente

### Confianza diagnóstica mejorada

- PW Doppler y Auto Trace revelan detalles del flujo sanguíneo para un diagnóstico más completo Imágenes
- armónicas de tejido para una resolución de contraste mejorada
- iClear for Speckle Reduction Imaging, que proporciona contornos de lesiones nítidos y claros IP
- (procesamiento de imágenes) para una rápida optimización de la imagen
- 8-TGC que asegura un control preciso de la uniformidad de la imagen



Hígado



Útero





Imagen Doppler PW del cordón umbilical



Tiroides